



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer 95.64.359  
Artikelbeschreibung Ständer, Material: Styropor, weiß, Rastermaß: 5 x 4,  
(LxBxH): 100 x 85 x 65 mm, für 20 Gefäße

### **Produkteigenschaften**

Lagerkapazität 20  
Rastermaß 5 x 4

### **Maße**

Breite des Produktes 85 mm  
Höhe des Produktes 65 mm  
Länge des Produktes 100 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes Styropor  
Farbe des Produktes weiß  
Material des Verschlusses Styropor  
Farbe des Verschlusses weiß

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	nicht reguliert
CE-Zertifizierung	kein CE-Kennzeichen
Chargiert	nein

### **Verpackung**

Stück pro Innenkarton	56
Stück pro Umkarton	56
Stück pro Palette	1792
Tiefe des Umkartons	464 mm
Breite des Umkartons	413 mm
Höhe des Umkartons	292 mm
Volumen des Umkartons	0,056 cbm
Gewicht des Produktes	0,0084 kg
Gewicht des Umkartons	1,36 kg
EAN des Innenkartons	4066916045388
EAN des Umkartons	4066916045395

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

