



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 92.170.390
Artikelbeschreibung Tragekoffer GS 100, für Luftkeimsammler, 1 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Passend für Luftkeimsammler

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie nicht reguliert
CE-Zertifizierung kein CE-Kennzeichen
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1
Kleinste Unterverpackung Karton
Stück pro Innenkarton 1
Stück pro Umkarton 1
Stück pro Palette 1
Tiefe des Innenkartons 490 mm
Breite des Innenkartons 420 mm
Höhe des Innenkartons 295 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Tragekoffer GS 100, für Luftkeimsammler

Seite 2

| | |
|-----------------------|---------------|
| Volumen des Umkartons | 0,0286 cbm |
| Gewicht des Produktes | 2,7395 kg |
| Gewicht des Umkartons | 2,74 kg |
| EAN des Innenkartons | 4038917101295 |
| EAN des Umkartons | 4038917051590 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2025-12-14

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT