



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 92.170.352
Artikelbeschreibung Probenwechsler Typ B/G GS 301, für Röhren 7 x 125 mm, 1 Stück/Innenkarton

Produkteigenschaften

Passend für Röhren 7 x 125 mm

Reinheit & Zertifizierung

Produkt nach MPG oder IVD kein Medizinprodukt | IVD
Lot- oder Seriennummer nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1
Art der Innenverpackung Innenkarton
Stück pro Innenkarton 1
Stück pro Karton 1
Volumen des Umkartons 0,0011 cbm
Gewicht des Produktes 0,6 kg
Gewicht des Umkartons 0,7 kg

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Produktspezifikation
Probenwechsler Typ B/G GS 301, für Röhren 7 x
125 mm

Seite 2

EAN des Innenkartons 4038917101196
EAN des Umkartons 4038917051514

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Ausgabedatum:
2021-05-09

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT