



## Artikelbeschreibung

Bestellnummer	92.170.354
Artikelbeschreibung	Probenwechsler Typ ATD GS 301, für Röhren 6 x 89 mm, 1 Stück/Innenkarton

## Produkteigenschaften

Passend für	Röhren 6 x 89 mm
-------------	------------------

## Reinheit & Zertifizierung

Produkt nach MPG oder IVD	kein Medizinprodukt   IVD
Lot- oder Seriennummer	nein

## Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Art der Innenverpackung	Innenkarton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Karton	1
Volumen des Umkartons	0,0011 cbm
Gewicht des Produktes	0,55 kg
Gewicht des Umkartons	0,7 kg

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





**Produktspezifikation**  
**Probenwechsler Typ ATD GS 301, für Röhren 6 x 89 mm**

**Seite 2**

EAN des Innenkartons            4038917101219  
EAN des Umkartons            4038917051538

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Ausgabedatum:  
2021-05-09

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**