



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 92.170.355
Artikelbeschreibung Probenwechsler Typ GE GS 301, für Gasprobennehmer GS 301 (REF 90.170.350) & Röhren 6 x 178 mm, 1 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Passend für Gasprobennehmer GS 301 (REF 90.170.350) & Röhren 6 x 178 mm

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Produktspezifikation
Probenwechsler Typ GE GS 301, für
Gasprobennehmer GS 301 (REF 90.170.350) &
Röhren 6 x 178 mm

Seite 2

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Art der Innenverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Karton	1
Volumen des Umkartons	0,0016 cbm
Gewicht des Produktes	0,6 kg
Gewicht des Umkartons	0,8 kg
EAN des Innenkartons	4038917101226
EAN des Umkartons	4038917051545

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Ausgabedatum:
2022-10-06

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT