



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|---|
| Bestellnummer | 83.3941.001 |
| Artikelbeschreibung | Filtropur V50, Vakuumfiltrationseinheit, 500 ml, Schraubverschluss, Membran: PES, Ø Membran: 90 mm, Porengröße: 0,2 µm, zur Sterilfiltration, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, 1 Stück/Beutel |

Produkteigenschaften

| | |
|--------------------|----------------------|
| Graduierung | ja |
| Verschlussart | Schraubverschluss |
| Anwendungsbeispiel | zur Sterilfiltration |
| Filter | ja |
| Fläche des Filter | 63,6 cm ² |
| Porengröße | 0,2 |
| Anschluss | Stufenkegel |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Maße

| | |
|--------------------|----------|
| Nennvolumen | 500 ml |
| Filtrationsvolumen | 500 ml |
| Höhe des Produktes | 21,84 cm |

Material & Farben

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Material des Produktes | Polystyrol (PS) |
| Farbe des Produktes | transparent |
| Material des Verschlusses | Polypropylen (PP) |
| Material der Membrane | Polyethersulfon (PES) |

Reinheit & Zertifizierung

| | |
|-------------------|--|
| Produktkategorie | kein Medizinprodukt IVD |
| Reinheitsstandard | steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch |
| Sterilisation | Gammabestrahlung |
| Pyrogenfreiheit | ja |
| Nicht zytotoxisch | ja |
| Chargiert | ja |

Verpackung

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 12 |
| Kleinste Unterverpackung | Beutel |
| Stück pro Innenkarton | 1 |
| Stück pro Umkarton | 12 |
| Stück pro Palette | 288 |
| Volumen des Umkartons | 0,053 cbm |
| Gewicht des Produktes | 0,1815 kg |
| Gewicht des Umkartons | 3,36 kg |
| EAN des Innenkartons | 4038917412056 |
| EAN des Umkartons | 4038917412049 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

