



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	83.3942.005
Artikelbeschreibung	Auffanggefäß, für Filtropur BT 100, 1.000 ml, Schraubverschluss, Verschluss montiert, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, 1 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Verschlussart	Schraubverschluss
Passend für	Filtropur BT 100
Arbeitsvolumen	1.000 ml
Gefäßtyp	Flasche
Filter	nein

Maße

Nennvolumen	1.000,00 ml
Filtrationsvolumen	1000 ml
Höhe des Produktes	15,04 cm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch
Sterilisation	Gammabestrahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Nicht zytotoxisch	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	24
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	24
Stück pro Palette	288
Volumen des Umkartons	0,0863 cbm
Gewicht des Produktes	0,1151 kg
Gewicht des Umkartons	5,31 kg
EAN des Innenkartons	4038917412445
EAN des Umkartons	4038917412438

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

