



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer 83.3945.070  
Artikelbeschreibung Zellsieb, Porengröße: 70 µm, weiß, steril,  
pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, 1 Stück/Blister

### **Produkteigenschaften**

Anwendungsbeispiel zur Herstellung von Einzelzellsuspensionen  
Passend für 50 ml Zentrifugenröhren  
Filter ja  
Fläche des Filter 4,2 cm<sup>2</sup>  
Porengröße 70

### **Maße**

Durchmesser 34,09 mm  
Höhe des Produktes 21 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material der Membrane	Nylon
Material des Rahmens	Polypropylen (PP)
Farbe des Rahmen	weiß
Material des Filters	Nylon

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Reinheitsstandard	steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Nicht zytotoxisch	ja
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	50
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	600
Stück pro Palette	9600
Tiefe des Umkartons	520 mm
Breite des Umkartons	385 mm
Höhe des Umkartons	410 mm
Volumen des Umkartons	0,0821 cbm
Gewicht des Produktes	0,0068 kg
Gewicht des Umkartons	6,78 kg
EAN des Innenkartons	4038917415019
EAN des Umkartons	4038917415002

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

