


Produktspezifikation Codierplättchen, für CryoPure Röhren, grün

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 65.386.005

Artikelbeschreibung Codierplättchen, für CryoPure Röhren, grün, 100

Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung nein

Passend für CryoPure Röhren

Material & Farben

Material des Produktes Polystyrol (PS)

Farbe des Produktes grün

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD

Chargiert ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation Codierplättchen, für CryoPure Röhren, grün

Seite 2

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 100 Kleinste Unterverpackung Beutel Stück pro Innenkarton 100 Stück pro Umkarton 3000 Stück pro Palette 972000 Tiefe des Umkartons 268 mm Breite des Umkartons 191 mm Höhe des Umkartons 100 mm Volumen des Umkartons 0,0051 cbm Gewicht des Produktes 0,0002 kg Gewicht des Umkartons 0,75 kg

EAN des Innenkartons 4038917106177 EAN des Umkartons 4038917077736

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

