



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	65.386.007
Artikelbeschreibung	Codierplättchen, für CryoPure Röhren, violett, 100 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Passend für	CryoPure Röhren

Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	violett

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	100
Art der Innenverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Karton	3000
Stück pro Palette	972000
Tiefe des Umkartons	268 mm
Breite des Umkartons	191 mm
Höhe des Umkartons	100 mm
Volumen des Umkartons	0,0051 cbm
Gewicht des Produktes	0,0002 kg
Gewicht des Umkartons	0,68 kg
EAN des Innenkartons	4038917106184
EAN des Umkartons	4038917077729

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

