



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	72.377.002
Artikelbeschreibung	CryoPure Röhre, 1,2 ml, Röhre: PP, Quickseal-Schraubverschluss, HD-PE, rot, Außengewinde, Nennvolumen: 1 ml, Cryo Performance Tested, 50 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	weiß
Graduierung	ja
Verschluss	Quickseal-Schraubverschluss
Verschlussart	Schraubverschluss
Gewinde	Außengewinde
Arbeitsvolumen	1 ml
Gefäß	Röhre

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Maße

Nennvolumen	1 ml
Volumen max	1,2 ml
Durchmesser	12,65 mm
Länge des Produktes	36,7 mm
Länge ohne Verschluss	29,8 mm

Material & Farben

Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	rot
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In-Vitro-Diagnostik-Produkt
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	Cryo Performance Tested
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Nicht zytotoxisch	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Art der Innenverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Karton	2000
Stück pro Palette	104000
Tiefe des Innenkartons	293 mm
Breite des Innenkartons	183 mm
Höhe des Innenkartons	118 mm
Tiefe des Umkartons	598 mm
Breite des Umkartons	378 mm
Höhe des Umkartons	135 mm
Volumen des Umkartons	0,0305 cbm
Gewicht des Produktes	0,0015 kg
Gewicht des Umkartons	4,27 kg
EAN des Innenkartons	4038917105996

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Produktspezifikation
CryoPure Röhre, 1,2 ml,
Quickseal-Schraubverschluss, rot

Seite 3

EAN des Umkartons

4038917080514

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Ausgabedatum:
2021-12-09

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT