



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	72.380
Artikelbeschreibung	CryoPure Röhre, 2 ml, Röhre: PP, QuickSeal Schraubverschluss, Verschluss montiert, PP, weiß, Innengewinde, mit Silikondichtung, Nennvolumen: 1,6 ml, Cryo Performance Tested, 50 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	weiß
Graduierung	ja
Verschluss	QuickSeal Schraubverschluss
Verschlussart	Schraubverschluss
Gewinde	Innengewinde
Ausführung	mit Silikondichtung
Arbeitsvolumen	1,6 ml
Gefäßtyp	Röhre

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Maße**

Nennvolumen	1,6 ml
Volumen max	2 ml
Durchmesser	12,65 mm
Länge des Produktes	47,7 mm
Länge ohne Verschluss	37,8 mm

### **Material & Farben**

Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)
Farbe des Verschlusses	weiß
Material des O-Ringes	Silikon
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	In-vitro Diagnostikum (IVD)
CE-Zertifizierung	CE - Herstellererklärung
Reinheitsstandard	Cryo Performance Tested
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Nicht zytotoxisch	ja
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	2000
Stück pro Palette	104000
Tiefe des Innenkartons	293 mm
Breite des Innenkartons	183 mm
Höhe des Innenkartons	118 mm
Tiefe des Umkartons	598 mm
Breite des Umkartons	378 mm
Höhe des Umkartons	135 mm
Volumen des Umkartons	0,0305 cbm
Gewicht des Produktes	0,0019 kg
Gewicht des Umkartons	4,93 kg

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Produktspezifikation**  
**CryoPure Röhre, 2 ml, QuickSeal**  
**Schraubverschluss, weiß**

**Seite 3**

EAN des Innenkartons 4038917081405  
EAN des Umkartons 4038917080606

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2025-03-25

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**