



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 93.873.481
Artikelbeschreibung Cryobox, mit numerischer Codierung pro Lagerplatz, zur Tieftemperaturlagerung, Material: PC, gelb, Stülpdeckel mit Belüftungsfunktion, Verschluss: transparent, (LxBxH): 132 x 132 x 53 mm, Rastermaß: 9 x 9, für 81 Gefäße, für CryoPure Röhren 1,2 - 2,0 ml Innen- und Außengewinde, 5 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung nein
Verschluss Stülpdeckel mit Belüftungsfunktion
Verschlussart Stülpdeckel
Ausführung mit numerischer Codierung pro Lagerplatz
Passend für CryoPure Röhren 1,2 - 2,0 ml Innen- und Außengewinde
Lagerkapazität 81
Rastermaß 9 x 9

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Maße

Breite des Produktes	132 mm
Höhe des Produktes	53 mm
Länge des Produktes	132 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polycarbonat (PC)
Farbe des Produktes	gelb
Farbe des Verschlusses	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	5
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	5
Stück pro Umkarton	20
Stück pro Palette	720
Tiefe des Umkartons	135 mm
Breite des Umkartons	270 mm
Höhe des Umkartons	540 mm
Volumen des Umkartons	0,0197 cbm
Gewicht des Produktes	0,1694 kg
Gewicht des Umkartons	3,91 kg
EAN des Innenkartons	4038917122863
EAN des Umkartons	4038917415095

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

