



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	93.875.481
Artikelbeschreibung	Cryobox, mit numerischer Codierung pro Lagerplatz, zur Tieftemperaturlagerung, Material: PC, gelb, Stülpedeckel mit Belüftungsfunktion, Verschluss: transparent, (LxBxH): 132 x 132 x 95 mm, Rastermaß: 9 x 9, für 81 Gefäße, für CryoPure Röhren 3,5 - 5,0 ml Innen- und Außengewinde, 5 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschluss	Stülpedeckel mit Belüftungsfunktion
Verschlussart	Stülpedeckel
Ausführung	mit numerischer Codierung pro Lagerplatz
Passend für	CryoPure Röhren 3,5 - 5,0 ml Innen- und Außengewinde
Lagerkapazität	81
Rastermaß	9 x 9

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Breite des Produktes	132 mm
Höhe des Produktes	95 mm
Länge des Produktes	132 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polycarbonat (PC)
Farbe des Produktes	gelb
Farbe des Verschlusses	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	nicht reguliert
CE-Zertifizierung	kein CE-Kennzeichen
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	5
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	5
Stück pro Umkarton	20
Stück pro Palette	400
Tiefe des Innenkartons	474 mm
Breite des Innenkartons	130 mm
Höhe des Innenkartons	130 mm
Tiefe des Umkartons	508 mm
Breite des Umkartons	318 mm
Höhe des Umkartons	318 mm
Volumen des Umkartons	0,0512 cbm
Gewicht des Produktes	0,215 kg
Gewicht des Umkartons	5 kg
EAN des Innenkartons	4038917122962
EAN des Umkartons	4038917076661

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

