


Produktspezifikation Zellkulturschale, (ØxH): 35 x 10 mm, Oberfläche: Cell+

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 83.3900.300

Artikelbeschreibung Zellkulturschale, (ØxH): 35 x 10 mm, Material: PS,

Oberfläche: Cell+, für anspruchsvolle adhärente Zellen, Codierungsfarbe: gelb, TC Tested, 10 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Verschlussart Stülpdeckel

Zelltyp anspruchsvolle adhärente Zellen

Bodenform SUREGrip Design

Wachstumsfläche 9,4 cm²
Arbeitsvolumen 3 ml
Gefäßtyp Schale
Codierung Farbe gelb

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation Zellkulturschale, (ØxH): 35 x 10 mm, Oberfläche: Cell+

Seite 2

Maße

Durchmesser 35 mm Höhe des Produktes 10 mm

Material & Farben

Material des Produktes Polystyrol (PS)
Material des Verschlusses Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD

Reinheitsstandard TC Tested

Sterilisation Gammabestrahlung

Pyrogenfreiheit ja Nicht zytotoxisch ja Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 500 Kleinste Unterverpackung Beutel Stück pro Innenkarton 10 Stück pro Umkarton 500 Stück pro Palette 30000 Tiefe des Umkartons 322 mm Breite des Umkartons 257 mm Höhe des Umkartons 245 mm Volumen des Umkartons 0,0203 cbm Gewicht des Produktes 0,0037 kg Gewicht des Umkartons 2,56 kg

EAN des Innenkartons 4038917338042 EAN des Umkartons 4038917365802

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

