



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|---|
| Bestellnummer | 83.3901.500 |
| Artikelbeschreibung | Zellkulturschale, (ØxH): 60 x 15 mm, Material: PS, Oberfläche: Suspension, für Suspensionszellen, Codierungsfarbe: grün, TC Tested, 10 Stück/Beutel |

Produkteigenschaften

| | |
|-----------------|----------------------|
| Verschlussart | Stülpdeckel |
| Zelltyp | Suspensionszellen |
| Bodenform | SUREGrip Design |
| Wachstumsfläche | 22,1 cm ² |
| Arbeitsvolumen | 5 ml |
| Gefäßtyp | Schale |
| Codierung Farbe | grün |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

| | |
|--------------------|-------|
| Durchmesser | 60 mm |
| Höhe des Produktes | 15 mm |

Material & Farben

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Material des Produktes | Polystyrol (PS) |
| Material des Verschlusses | Polystyrol (PS) |

Reinheit & Zertifizierung

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Produktkategorie | kein Medizinprodukt IVD |
| Reinheitsstandard | TC Tested |
| Sterilisation | Gammabestrahlung |
| Pyrogenfreiheit | ja |
| Nicht zytotoxisch | ja |
| Chargiert | ja |

Verpackung

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 500 |
| Kleinste Unterverpackung | Beutel |
| Stück pro Innenkarton | 10 |
| Stück pro Umkarton | 500 |
| Stück pro Palette | 12000 |
| Tiefe des Umkartons | 332 mm |
| Breite des Umkartons | 332 mm |
| Höhe des Umkartons | 380 mm |
| Volumen des Umkartons | 0,0419 cbm |
| Gewicht des Produktes | 0,0079 kg |
| Gewicht des Umkartons | 5,02 kg |
| EAN des Innenkartons | 4038917338134 |
| EAN des Umkartons | 4038917338127 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

