


## Produktspezifikation Zellkulturschale, (ØxH): 100 x 20 mm, Oberfläche: Standard

#### Seite 1



## Artikelbeschreibung

Bestellnummer 83.3902

Artikelbeschreibung Zellkulturschale, (ØxH): 100 x 20 mm, Material: PS,

Oberfläche: Standard, für adhärente Zellen,

Codierungsfarbe: rot, TC Tested, 10 Stück/Beutel

#### Produkteigenschaften

Verschlussart Stülpdeckel

Zelltyp adhärente Zellen
Bodenform SUREGrip Design

Wachstumsfläche 58,8 cm²
Arbeitsvolumen 13 ml
Gefäßtyp Schale
Codierung Farbe rot

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





# Produktspezifikation Zellkulturschale, (ØxH): 100 x 20 mm, Oberfläche: Standard

#### Seite 2

#### Maße

Durchmesser 100 mm Höhe des Produktes 20 mm

## **Material & Farben**

Material des Produktes Polystyrol (PS)
Material des Verschlusses Polystyrol (PS)

#### Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD

Reinheitsstandard TC Tested

Sterilisation Gammabestrahlung

Pyrogenfreiheit ja Nicht zytotoxisch ja Chargiert ja

#### Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 300 Kleinste Unterverpackung Beutel Stück pro Innenkarton 10 Stück pro Umkarton 300 Stück pro Palette 4200 Tiefe des Umkartons 505 mm Breite des Umkartons 313 mm Höhe des Umkartons 460 mm Volumen des Umkartons 0,0727 cbm Gewicht des Produktes 0,0193 kg Gewicht des Umkartons 7,37 kg

EAN des Innenkartons 4038917338196 EAN des Umkartons 4038917338189

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

