



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	83.3903.300
Artikelbeschreibung	Zellkulturschale, (ØxH): 150 x 20 mm, Material: PS, Oberfläche: Cell+, für anspruchsvolle adhärenente Zellen, Codierungsfarbe: gelb, TC Tested, 5 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Verschlussart	Stülpedeckel
Zelltyp	anspruchsvolle adhärenente Zellen
Bodenform	SUREGrip Design
Wachstumsfläche	151,4 cm ²
Arbeitsvolumen	36 ml
Gefäßtyp	Schale
Codierung Farbe	gelb

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Durchmesser	150 mm
Höhe des Produktes	20 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Material des Verschlusses	Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	TC Tested
Sterilisation	Gammabestrahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Nicht zytotoxisch	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	100
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	5
Stück pro Umkarton	100
Stück pro Palette	1800
Tiefe des Umkartons	438 mm
Breite des Umkartons	324 mm
Höhe des Umkartons	540 mm
Volumen des Umkartons	0,0766 cbm
Gewicht des Produktes	0,0535 kg
Gewicht des Umkartons	6,92 kg
EAN des Innenkartons	4038917338318
EAN des Umkartons	4038917338301

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

