



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	83.3912.002
Artikelbeschreibung	Zellkulturflasche, T-175, Material: PS, Oberfläche: Standard, für adhärenente Zellen, Codierungsfarbe: rot, Filterkappe, TC Tested, 5 Stück/Beutel

### Produkteigenschaften

Verschluss	Filterkappe
Zelltyp	adhärenente Zellen
Wachstumsfläche	175 cm <sup>2</sup>
Arbeitsvolumen	50 ml - 125 ml
Gefäßtyp	Flasche
Codierung Farbe	rot

### Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Material des Verschlusses	Polyethylen (PE)
Farbe des Verschlusses	rot

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Reinheitsstandard	TC Tested
Sterilisation	Gammabestrahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Nicht zytotoxisch	ja
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	40
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	5
Stück pro Umkarton	40
Stück pro Palette	960
Tiefe des Umkartons	522 mm
Breite des Umkartons	267 mm
Höhe des Umkartons	450 mm
Volumen des Umkartons	0,0627 cbm
Gewicht des Produktes	0,1057 kg
Gewicht des Umkartons	5,62 kg
EAN des Innenkartons	4038917337748
EAN des Umkartons	4038917337731

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

