



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	83.3912.300
Artikelbeschreibung	Zellkulturflasche, T-175, Material: PS, Oberfläche: Cell+, für anspruchsvolle adhärenente Zellen, Codierungsfarbe: gelb, 2-Positionen-Schraubkappe, TC Tested, 5 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Verschluss	2-Positionen-Schraubkappe
Zelltyp	anspruchsvolle adhärenente Zellen
Wachstumsfläche	175 cm ²
Arbeitsvolumen	50 ml - 125 ml
Gefäßtyp	Flasche
Codierung Farbe	gelb

Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Material des Verschlusses	Polyethylen (PE)
Farbe des Verschlusses	gelb

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	TC Tested
Sterilisation	Gammabestrahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Nicht zytotoxisch	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	40
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	5
Stück pro Umkarton	40
Stück pro Palette	960
Tiefe des Umkartons	522 mm
Breite des Umkartons	267 mm
Höhe des Umkartons	450 mm
Volumen des Umkartons	0,0627 cbm
Gewicht des Produktes	0,1004 kg
Gewicht des Umkartons	5,56 kg
EAN des Innenkartons	4038917337533
EAN des Umkartons	4038917337526

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

