




Artikelbeschreibung

Bestellnummer	83.3920.300
Artikelbeschreibung	Zellkulturplatte, 6 Well, Material: PS, Oberfläche: Cell+, für anspruchsvolle adhäreente Zellen, Codierungsfarbe: gelb, Flachboden, TC Tested, 1 Stück/Blister

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Kunststoffetikett
Verschlussart	Stülpdeckel
Zelltyp	anspruchsvolle adhäreente Zellen
Bodenform	Flachboden
Anzahl der Wells	6
Wachstumsfläche	9,07 cm ²
Arbeitsvolumen	4 ml
Gefäßtyp	Platte
Codierung Farbe	gelb

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Volumen max	15,75 ml
Breite des Produktes	85,2 mm
Höhe des Produktes	22,4 mm
Länge des Produktes	127,8 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	TC Tested
Sterilisation	Gammabestrahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Nicht zytotoxisch	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	50
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	50
Stück pro Palette	2400
Tiefe des Umkartons	332 mm
Breite des Umkartons	297 mm
Höhe des Umkartons	275 mm
Volumen des Umkartons	0,0271 cbm
Gewicht des Produktes	0,0451 kg
Gewicht des Umkartons	3 kg
EAN des Innenkartons	4038917338370
EAN des Umkartons	4038917338363

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

