



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	83.3930.041
Artikelbeschreibung	TC-Insert, für 6-Well-Platten, Membran: PET, transparent, Porengröße: 0,4 µm, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, 1 Stück/Blister

Produkteigenschaften

Passend für	6-Well-Platten
Bodenform	Flachboden
Wachstumsfläche	4,5 cm ²
Arbeitsvolumen	1 ml - 4 ml
Gefäßtyp	TC-Insert
Porengröße	0,4

Maße

Höhe des Produktes	16,38 mm
--------------------	----------

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material der Membrane	Polyethylenterephthalat (PET)
Material des Rahmens	Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch
Sterilisation	X-Ray
Pyrogenfreiheit	ja
Nicht zytotoxisch	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	24
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	24
Stück pro Umkarton	720
Stück pro Palette	11520
Tiefe des Innenkartons	196 mm
Breite des Innenkartons	104 mm
Höhe des Innenkartons	131 mm
Tiefe des Umkartons	410 mm
Breite des Umkartons	435 mm
Höhe des Umkartons	550 mm
Volumen des Umkartons	0,0981 cbm
Gewicht des Produktes	0,0051 kg
Gewicht des Umkartons	6,46 kg
EAN des Innenkartons	4038917370868
EAN des Umkartons	4038917370851

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

