



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	83.3945.999
Artikelbeschreibung	Zellsieb-Adapter, für 15 ml, 5 ml, 17 x 100 mm und 12 x 75 mm Röhren, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, 1 Stück/Blister

Produkteigenschaften

Passend für	15 ml, 5 ml, 17 x 100 mm und 12 x 75 mm Röhren
-------------	--

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch
Sterilisation	Gassterilisation
Pyrogenfreiheit	ja
Chargiert	ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	25
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	25
Stück pro Umkarton	200
Stück pro Palette	8400
Tiefe des Umkartons	229 mm
Breite des Umkartons	330 mm
Höhe des Umkartons	584 mm
Volumen des Umkartons	0,0441 cbm
Gewicht des Produktes	0,0053 kg
Gewicht des Umkartons	2 kg
EAN des Innenkartons	4038917415323
EAN des Umkartons	4038917415316

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

