



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	83.9923.943
Artikelbeschreibung	Zellkulturröhre, 12 ml, (LxØ): 99 x 16 mm, Rundboden, PS, TC-behandelt, für Suspensions- und Monolayerkulturen, steril, 5 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschluss	Standard-Schraubverschluss
Zelltyp	Suspensions- und Monolayerkulturen
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	12 ml
Gefäßtyp	Röhre
Oberflächeneigenschaft	TC-behandelt
Codierung Farbe	rot

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Durchmesser	16 mm
Länge des Produktes	99 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Polyethylen (PE)
Farbe des Verschlusses	rot

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Gammabestrahlung
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	5
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	24000
Tiefe des Umkartons	428 mm
Breite des Umkartons	438 mm
Höhe des Umkartons	372 mm
Volumen des Umkartons	0,0697 cbm
Gewicht des Produktes	0,0067 kg
Gewicht des Umkartons	7,5 kg
EAN des Innenkartons	4038917154628
EAN des Umkartons	4038917027885

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

