




Artikelbeschreibung

Bestellnummer	94.6077.017
Artikelbeschreibung	miniPERM® , HDC 50 Produktionsmodul, Zellkulturkompartiment, zur Protein-, Virus- und Biomasseproduktion, für Suspensionszellen, Volumen Produktmodul: 50 ml, nicht autoklavierbar, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, 1 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Verschlussart	Schraubverschluss
Ausführung	für Suspensionszellen
Anwendungsbereich	zur Protein-, Virus- und Biomasseproduktion
Zelltyp	Suspensionszellen

Maße

Volumen des Produktionsmodules	50 ml
Durchmesser	102 mm
Höhe des Produktes	37 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für
dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor,
Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige
Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polycarbonat (PC)
Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)
Material der Dialysemembrane	Celluloseacetat (CA)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Nicht zytotoxisch	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	4
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	4
Stück pro Umkarton	24
Stück pro Palette	480
Tiefe des Umkartons	498 mm
Breite des Umkartons	364 mm
Höhe des Umkartons	310 mm
Volumen des Umkartons	0,0562 cbm
Gewicht des Produktes	0,1405 kg
Gewicht des Umkartons	5,11 kg
EAN des Innenkartons	4038917385626
EAN des Umkartons	4038917385602

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

