




Artikelbeschreibung

Bestellnummer	94.6077.331
Artikelbeschreibung	lumox® dish 35, Zellkulturschale, mit Folienboden, Ø: 35 mm, für adhäreente Zellen, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, 5 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Verschlussart	Stülpdeckel
Ausführung	mit Folienboden
Zelltyp	adhäreente Zellen
Bodenform	Flachboden
Wachstumsfläche	6,35 cm ²
Arbeitsvolumen	2,5 ml
Gefäßtyp	Schale
Codierung Farbe	rot

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
lumox® dish 35, Zellkulturschale, mit
Folienboden, Ø: 35 mm, adhärenente Zellen

Seite 2

Maße

Durchmesser 35 mm
Höhe des Produktes 6 mm

Material & Farben

Material des Produktes lumox®
Material des Rahmens Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Reinheitsstandard steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch
Sterilisation Elektronenbestrahlung
Pyrogenfreiheit ja
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 50
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 50
Stück pro Umkarton 250
Stück pro Palette 15000
Tiefe des Umkartons 348 mm
Breite des Umkartons 253 mm
Höhe des Umkartons 265 mm
Volumen des Umkartons 0,0233 cbm
Gewicht des Produktes 0,0037 kg
Gewicht des Umkartons 2,92 kg
EAN des Innenkartons 4038917255110
EAN des Umkartons 4038917255103

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-16

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT