




Artikelbeschreibung

Bestellnummer	94.6077.333
Artikelbeschreibung	lumox® dish 35, Zellkulturschale, mit Folienboden, Ø: 35 mm, für Suspensionszellen, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, 5 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Verschlussart	Stülpdeckel
Ausführung	mit Folienboden
Zelltyp	Suspensionszellen
Bodenform	Flachboden
Wachstumsfläche	6,35 cm ²
Arbeitsvolumen	2,5 ml
Gefäßtyp	Schale
Codierung Farbe	grün

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
lumox® dish 35, Zellkulturschale, mit
Folienboden, Ø: 35 mm, Suspensionszellen

Seite 2

Maße

Durchmesser	35 mm
Höhe des Produktes	6 mm

Material & Farben

Material des Produktes	lumox®
Material des Rahmens	Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	50
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	250
Stück pro Palette	15000
Tiefe des Umkartons	348 mm
Breite des Umkartons	253 mm
Höhe des Umkartons	265 mm
Volumen des Umkartons	0,0233 cbm
Gewicht des Produktes	0,0037 kg
Gewicht des Umkartons	1,91 kg
EAN des Innenkartons	4038917255141
EAN des Umkartons	4038917255134

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-18

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT