




Artikelbeschreibung

Bestellnummer	94.6130.384
Artikelbeschreibung	lumox® multiwell, Zellkulturplatte, mit Folienboden, 384 Well, Rahmen: schwarz, Rahmen: PS, für adhärenente Zellen, Flachboden, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, 1 Stück/Blister

Produkteigenschaften

Verschlussart	Stülpdeckel
Ausführung	mit Folienboden
Zelltyp	adhärenente Zellen
Bodenform	Flachboden
Anzahl der Wells	384
Wachstumsfläche	0,11 cm ²
Arbeitsvolumen	10 µl - 130 µl
Gefäßtyp	Platte
Codierung Farbe	rot

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Breite des Produktes	85,48 mm
Höhe des Produktes	17 mm
Länge des Produktes	127,76 mm

Material & Farben

Material des Produktes	lumox®
Material des Rahmens	Polystyrol (PS)
Farbe des Rahmen	schwarz

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	20
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	20
Stück pro Palette	3360
Tiefe des Umkartons	288 mm
Breite des Umkartons	218 mm
Höhe des Umkartons	150 mm
Volumen des Umkartons	0,0094 cbm
Gewicht des Produktes	0,061 kg
Gewicht des Umkartons	1,52 kg
EAN des Innenkartons	4038917255509
EAN des Umkartons	4038917255493

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

