



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	94.6077.410
Artikelbeschreibung	lumox® dish 50, Zellkulturschale, mit Folienboden, Ø: 50 mm, für adhärenente Zellen, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, 5 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Verschlussart	Stülpedeckel
Ausführung	mit Folienboden
Zelltyp	adhärenente Zellen
Bodenform	Flachboden
Wachstumsfläche	20,35 cm ²
Arbeitsvolumen	5 ml - 10 ml
Gefäßtyp	Schale
Codierung Farbe	rot

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Durchmesser	50 mm
Höhe des Produktes	12 mm

Material & Farben

Material des Produktes	lumox®
Material des Rahmens	Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	nicht reguliert
CE-Zertifizierung	kein CE-Kennzeichen
Reinheitsstandard	steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	50
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	200
Stück pro Palette	7200
Tiefe des Umkartons	365 mm
Breite des Umkartons	337 mm
Höhe des Umkartons	260 mm
Volumen des Umkartons	0,032 cbm
Gewicht des Produktes	0,009 kg
Gewicht des Umkartons	4,59 kg
EAN des Innenkartons	4038917255233
EAN des Umkartons	4038917255226

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

