



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	94.6001.036
Artikelbeschreibung	miniPERM® , Schraubverschluss, für miniPERM® Produktionsmodul, nicht autoklavierbar, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, 1 Stück/Blister

### **Produkteigenschaften**

Passend für	miniPERM® Produktionsmodul
-------------	----------------------------

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
------------------------	-------------------

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Reinheitsstandard	steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch
Sterilisation	Gammabestrahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Nicht zytotoxisch	ja
Chargiert	ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





## **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	6
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	6
Stück pro Umkarton	90
Stück pro Palette	2160
Tiefe des Umkartons	283 mm
Breite des Umkartons	268 mm
Höhe des Umkartons	210 mm
Volumen des Umkartons	0,0159 cbm
Gewicht des Produktes	0,0013 kg
Gewicht des Umkartons	0,91 kg
EAN des Innenkartons	4038917254724
EAN des Umkartons	4038917254717

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

