



### Artikelbeschreibung

|                     |   |
|---------------------|---|
| Bestellnummer       | 94.6001.054   |
| Artikelbeschreibung | miniPERM <sup>®</sup> , Ständer, für miniPERM <sup>®</sup> Bioreaktor, nicht autoklavierbar, 4 Stück/Karton |

### Produkteigenschaften

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| Passend für | miniPERM <sup>®</sup> Bioreaktor |
|-------------|----------------------------------|

### Material & Farben

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Material des Produktes | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |
| Farbe des Produktes    | weiß                              |

### Reinheit & Zertifizierung

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Produkt nach MPG oder IVD | kein Medizinprodukt   IVD |
| Lot- oder Seriennummer    | ja                        |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





## Verpackung

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 4             |
| Art der Innenverpackung     | Karton        |
| Stück pro Innenkarton       | 4             |
| Stück pro Karton            | 24            |
| Stück pro Palette           | 672           |
| Tiefe des Umkartons         | 588 mm        |
| Breite des Umkartons        | 398 mm        |
| Höhe des Umkartons          | 255 mm        |
| Volumen des Umkartons       | 0,0597 cbm    |
| Gewicht des Produktes       | 0,085 kg      |
| Gewicht des Umkartons       | 3,7 kg        |
| EAN des Innenkartons        | 4038917254786 |
| EAN des Umkartons           | 4038917254779 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

