



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	94.6001.061
Artikelbeschreibung	Universaldrehvorrichtung, für 4 miniPERM® Bioreaktoren, nicht autoklavierbar, 115/230 V, 1 Stück/Karton

### **Produkteigenschaften**

Passend für	4 miniPERM® Bioreaktoren
-------------	--------------------------

### **Maße**

Breite des Produktes	26 cm
Länge des Produktes	46 cm

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	nein

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





## **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Art der Innenverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Karton	1
Stück pro Palette	30
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	358 mm
Höhe des Umkartons	325 mm
Volumen des Umkartons	0,0463 cbm
Gewicht des Produktes	5,861 kg
Gewicht des Umkartons	6,3 kg
EAN des Innenkartons	4038917254878
EAN des Umkartons	4038917254861

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

