



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	94.6077.037
Artikelbeschreibung	miniPERM® , Schraubverschluss, für miniPERM® Versorgungsmodul, nicht autoklavierbar, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, 1 Stück/Blister

Produkteigenschaften

Passend für	miniPERM® Versorgungsmodul
-------------	----------------------------

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
------------------------	-------------------

Reinheit & Zertifizierung

Produkt nach MPG oder IVD	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch
Sterilisation	Gammabestahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Nicht zytotoxisch	ja
Lot- oder Seriennummer	ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	16
Art der Innenverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	16
Stück pro Karton	64
Stück pro Palette	2304
Tiefe des Umkartons	388 mm
Breite des Umkartons	253 mm
Höhe des Umkartons	225 mm
Volumen des Umkartons	0,0221 cbm
Gewicht des Produktes	0,0081 kg
Gewicht des Umkartons	1,2 kg
EAN des Innenkartons	4038917255776
EAN des Umkartons	4038917255769

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

