



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	94.6077.135
Artikelbeschreibung	Luer-Kanüle, (ØxL): 25G x 16 mm, Codierungsfarbe: orange, 1 Stück/Blister, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei

### **Produkteigenschaften**

Codierung Farbe	orange
Safety-Produkt	nein
Anschluss	Luer (w)

### **Maße**

Durchmesser der Kanüle (außen)	25 G / 0,5 mm
Länge der Kanüle	16 mm

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produkt nach MPG oder IVD	Medizinprodukt
CE-Zertifizierung	CE Lieferant > kein Sarstedt CE
Reinheitsstandard	steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei
Sterilisation	Gassterilisation
Pyrogenfreiheit	ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Lot- oder Seriennummer ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	100
Art der Innenverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Karton	1200
Stück pro Palette	129600
Tiefe des Umkartons	383 mm
Breite des Umkartons	193 mm
Höhe des Umkartons	190 mm
Volumen des Umkartons	0,014 cbm
Gewicht des Produktes	0,0011 kg
Gewicht des Umkartons	1,8 kg
EAN des Innenkartons	4038917255899
EAN des Umkartons	4038917255882

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

