



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|---|
| Bestellnummer | 94.6150.401 |
| Artikelbeschreibung | x-well Zellkulturkammer, 4 Well, auf lumox® -Objektträger, ablösbarer Rahmen, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, 6 Stück/Blister |

Produkteigenschaften

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Verschlussart | Stülpdeckel |
| Ausführung | auf lumox® -Objektträger |
| Zelltyp | adhärente Zellen |
| Anzahl der Wells | 4 |
| Wachstumsfläche | 1,9 cm ² |
| Arbeitsvolumen | 1 ml |
| Ablösbarer Rahmen | ja |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Maße

| | |
|----------------------|-------|
| Breite des Produktes | 24 mm |
| Länge des Produktes | 76 mm |

Material & Farben

| | |
|------------------------|-----------------|
| Material des Produktes | lumox® |
| Material des Rahmens | Polystyrol (PS) |

Reinheit & Zertifizierung

| | |
|-------------------|--|
| Produktkategorie | kein Medizinprodukt IVD |
| Reinheitsstandard | steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch |
| Sterilisation | Gammabestrahlung |
| Pyrogenfreiheit | ja |
| Chargiert | ja |

Verpackung

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 6 |
| Kleinste Unterverpackung | Blister |
| Stück pro Innenkarton | 6 |
| Stück pro Umkarton | 96 |
| Stück pro Palette | 10368 |
| Tiefe des Innenkartons | 127 mm |
| Breite des Innenkartons | 19 mm |
| Höhe des Innenkartons | 258 mm |
| Tiefe des Umkartons | 275 mm |
| Breite des Umkartons | 270 mm |
| Höhe des Umkartons | 185 mm |
| Volumen des Umkartons | 0,0137 cbm |
| Gewicht des Produktes | 0,0472 kg |
| Gewicht des Umkartons | 5,41 kg |
| EAN des Innenkartons | 4038917255622 |
| EAN des Umkartons | 4038917255615 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

