



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	83.1850
Artikelbeschreibung	Membranpumpe, zur Druckfiltration, für Filtropur LS, 1 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich	zur Druckfiltration
Passend für	Filtropur LS

Maße

Breite des Produktes	99 mm
Höhe des Produktes	177 mm
Länge des Produktes	130 mm

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	Gerät, gemäß Maschinen- oder Geräterichtlinie, CE
CE-Zertifizierung	CE Lieferant
Chargiert	nein

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	1
Stück pro Palette	50
Volumen des Umkartons	0,0157 cbm
Gewicht des Produktes	3,159 kg
Gewicht des Umkartons	3,51 kg
EAN des Innenkartons	4038917087940
EAN des Umkartons	4038917006101

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

