



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	83.3950
Artikelbeschreibung	Zellschaber, 2-Positionen-Klinge, Größe: S, Grifflänge: 24 cm, Klingenlänge: 1,35 cm, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, 1 Stück/Blister

### **Maße**

Länge des Produktes	24,7 cm
Länge der Klinge	1,35 cm
Länge des Stabes	24 cm
Breite der Klinge	1,35 cm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	rot/opak
Material des Stabes	Polystyrol (PS)
Material der Klinge	Thermoplastische Elastomere (TPE)

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	nicht reguliert
CE-Zertifizierung	kein CE-Kennzeichen
Reinheitsstandard	steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Nicht zytotoxisch	ja
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	100
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	100
Stück pro Palette	16500
Tiefe des Innenkartons	245 mm
Breite des Innenkartons	20 mm
Höhe des Innenkartons	7 mm
Tiefe des Umkartons	330 mm
Breite des Umkartons	275 mm
Höhe des Umkartons	115 mm
Volumen des Umkartons	0,0104 cbm
Gewicht des Produktes	0,0081 kg
Gewicht des Umkartons	1,3 kg
EAN des Innenkartons	4038917426633
EAN des Umkartons	4038917426626

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

