




### **Artikelbeschreibung**

|                     |                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestellnummer       | 86.1685.020                                                                                                       |
| Artikelbeschreibung | Serologische Pipette, mit Spitze, wattiert, 25 ml,<br>Codierungsfarbe: rot, Material: PS, steril, 20 Stück/Beutel |

### **Produkteigenschaften**

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Farbe Druck/Etikett | rot                  |
| Graduierung         | ja                   |
| Ausführung          | mit Spitze, wattiert |
| Arbeitsvolumen      | 25 ml                |
| Codierung Farbe     | rot                  |

### **Maße**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Durchmesser         | 15 mm  |
| Länge des Produktes | 345 mm |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Material & Farben**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Material des Produktes | Polystyrol (PS) |
| Farbe des Produktes    | transparent     |

**Reinheit & Zertifizierung**

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Produktkategorie  | kein Medizinprodukt   IVD |
| Reinheitsstandard | steril                    |
| Sterilisation     | Gammabestrahlung          |
| Chargiert         | ja                        |

**Verpackung**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 200           |
| Kleinste Unterverpackung    | Beutel        |
| Stück pro Innenkarton       | 20            |
| Stück pro Umkarton          | 200           |
| Stück pro Palette           | 10800         |
| Tiefe des Umkartons         | 413 mm        |
| Breite des Umkartons        | 250 mm        |
| Höhe des Umkartons          | 270 mm        |
| Volumen des Umkartons       | 0,0279 cbm    |
| Gewicht des Produktes       | 0,0152 kg     |
| Gewicht des Umkartons       | 3,61 kg       |
| EAN des Innenkartons        | 4038917133029 |
| EAN des Umkartons           | 4038917040785 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

