



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	94.6077.434
Artikelbeschreibung	flexiPERM® , con A, wiederverwendbarer Silikoneinsatz, zur Unterteilung der Wachstumsfläche, 1 Well, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, 5 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich	zur Unterteilung der Wachstumsfläche
Anzahl der Wells	1
Wachstumsfläche	1,1 cm ²
Arbeitsvolumen	1 ml - 1,5 ml

Maße

Durchmesser	12 mm
Höhe des Produktes	8 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Silikon
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	nicht reguliert
CE-Zertifizierung	kein CE-Kennzeichen
Reinheitsstandard	pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch
Nicht zytotoxisch	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	5
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	5
Stück pro Umkarton	100
Stück pro Palette	7200
Tiefe des Innenkartons	185 mm
Breite des Innenkartons	100 mm
Höhe des Innenkartons	30 mm
Tiefe des Umkartons	388 mm
Breite des Umkartons	253 mm
Höhe des Umkartons	225 mm
Volumen des Umkartons	0,0221 cbm
Gewicht des Produktes	0,0037 kg
Gewicht des Umkartons	1,42 kg
EAN des Innenkartons	4038917255264
EAN des Umkartons	4038917255257

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.