



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	95.950
Artikelbeschreibung	Filzschreiber, schwarz, alkoholbeständig, Anwendung z.B.: zum Beschriften von Kunststoffröhren und Reagiergefäßen, 10 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	schwarz
Anwendungsbeispiel	zum Beschriften von Kunststoffröhren und Reagiergefäßen

Maße

Durchmesser	13 mm
Länge des Produktes	133 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	weiß/schwarz

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für
dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor,
Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige
Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	10
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	10
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	45000
Tiefe des Umkartons	145 mm
Breite des Umkartons	112 mm
Höhe des Umkartons	58 mm
Volumen des Umkartons	0,0009 cbm
Gewicht des Produktes	0,0161 kg
Gewicht des Umkartons	9,1 kg
EAN des Innenkartons	4038917380355
EAN des Umkartons	4038917380348

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

