



## Artikelbeschreibung

Bestellnummer	90.184.700
Artikelbeschreibung	Zentrifuge, LC 24, Versorgungsspannung: 230 V

## Produkteigenschaften

Versorgungsspannung	230 V
---------------------	-------

## Reinheit & Zertifizierung

Produkt nach MPG oder IVD	CE gekennzeichnetes Gerät
CE-Zertifizierung	CE
Lot- oder Seriennummer	nein

## Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Karton	1
Stück pro Palette	10
Gewicht des Produktes	19,8995 kg
Gewicht des Umkartons	19,9 kg
EAN des Innenkartons	4038917102506
EAN des Umkartons	4038917076418

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

