



## Artikelbeschreibung

Bestellnummer	90.186.102
Artikelbeschreibung	Zentrifuge, MC6, Versorgungsspannung: 240 V, Zentrifugation bis max. 6000 U/min, für Mikrogefäße (1,5/2,0 ml) oder Achterketten (0,2 ml)

## Produkteigenschaften

Passend für	Mikrogefäße (1,5/2,0 ml) oder Achterketten (0,2 ml)
Zentrifugation max (RZB)	6000 U/min
Leistungsaufnahme Betrieb	16 W

## Maße

Breite des Produktes	153 mm
Länge des Produktes	153 mm

## Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	Gerät, gemäß Maschinen- oder Geräterichtlinie, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	nein

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





## **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Karton	1
Stück pro Palette	108
Tiefe des Umkartons	308 mm
Breite des Umkartons	223 mm
Höhe des Umkartons	195 mm
Volumen des Umkartons	0,0134 cbm
Gewicht des Produktes	0,975 kg
Gewicht des Umkartons	1,45 kg
EAN des Innenkartons	4038917102650
EAN des Umkartons	4038917066969

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

