



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 90.183.100
Artikelbeschreibung Röhrenhalter, SC 2700, für Zentrifuge SC 2700

Produkteigenschaften

Passend für Zentrifuge SC 2700

Maße

Durchmesser 18,4 mm
Breite des Produktes 23 mm
Höhe des Produktes 83,5 mm
Länge des Produktes 23 mm

Material & Farben

Farbe des Produktes schwarz

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 2
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 2
Stück pro Umkarton 50
Stück pro Palette 16200
Tiefe des Umkartons 268 mm
Breite des Umkartons 191 mm
Höhe des Umkartons 100 mm
Volumen des Umkartons 0,0051 cbm
Gewicht des Produktes 0,021 kg
Gewicht des Umkartons 1,2 kg
EAN des Innenkartons 4038917909143
EAN des Umkartons 4038917909150

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

