



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 97.8700.433
Artikelbeschreibung Modul TS-Level, zur Höhenanpassung der TOPSWING um ca. 9 cm während der Spende, stapelbar

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich Gewinnung von Blut und Blutprodukten

Maße

Breite des Produktes 26 cm
Höhe des Produktes 10 cm
Länge des Produktes 48 cm

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Art der Innenverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Karton	1
Volumen des Umkartons	0,03 cbm
Gewicht des Produktes	1 kg
Gewicht des Umkartons	1,5 kg
EAN des Innenkartons	4028339633023
EAN des Umkartons	4028339633016

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

