



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	97.8700.461
Artikelbeschreibung	Funkmodul DECT-Basisstation USB, zur Datenkommunikation zwischen TOPSWING PRO II DECT sowie TRANSWAAG PRO und PC-Software TRANSComm II

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich	Gewinnung von Blut und Blutprodukten
-------------------	--------------------------------------

Maße

Breite des Produktes	9 cm
Höhe des Produktes	4,5 cm
Länge des Produktes	14 cm

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	Gerät, gemäß Maschinen- oder Geräterichtlinie, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	nein

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Art der Innenverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Karton	1
Volumen des Umkartons	0,0039 cbm
Gewicht des Produktes	0,16 kg
Gewicht des Umkartons	0,3 kg
EAN des Innenkartons	4028339634327
EAN des Umkartons	4028339634310

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

