



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	87.7708.911
Artikelbeschreibung	Thrombozytenagitator TA-2, für ca. 48 Blutbeutel, 60 Bewegungen/Minute (einstellbar), Material: Edelstahl, Maße (LxBxH): 35 x 44,8 x 37 cm

### **Produkteigenschaften**

Anwendungsbereich	Transfusion und Infusion
Versorgungsspannung	240 V
Leistungsaufnahme Betrieb	50 W
Frequenz	50 Hz - 60 Hz

### **Maße**

Breite des Produktes	44,8 cm
Höhe des Produktes	37 cm
Länge des Produktes	35 cm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





### **Material & Farben**

Material des Produktes           Edelstahl

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie               kein Medizinprodukt | IVD

CE-Zertifizierung               CE

Chargiert                         nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)   1

Art der Innenverpackung       Karton

Stück pro Innenkarton         1

Stück pro Karton               1

Stück pro Palette               8

Volumen des Umkartons         0,15 cbm

Gewicht des Produktes         24,5 kg

Gewicht des Umkartons         27,3 kg

EAN des Innenkartons         4038917140720

EAN des Umkartons             4038917062183

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

