



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 87.7708.913
Artikelbeschreibung Thrombozyten-Inkubator TI-0, 22 °C +/- 0,5 °C, FCKW-frei, Material: Edelstahl, Tür mit Doppelverglasung, Grafik-Datenlogger, Überwachung von Temperatur, Türposition und Agitatorbewegung, Maße (LxBxH): 64,8 x 59,2 x 79,2 cm

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich Transfusion und Infusion
Versorgungsspannung 240 V
Leistungsaufnahme Betrieb 705 W
Frequenz 50 Hz - 60 Hz

Maße

Breite des Produktes 59,2 cm
Höhe des Produktes 79,2 cm
Länge des Produktes 64,8 cm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Material & Farben

Material des Produktes Edelstahl

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD

CE-Zertifizierung CE

Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1

Art der Innenverpackung Karton

Stück pro Innenkarton 1

Stück pro Karton 1

Stück pro Palette 1

Volumen des Umkartons 0,8 cbm

Gewicht des Produktes 75 kg

Gewicht des Umkartons 84 kg

EAN des Innenkartons 4038917140744

EAN des Umkartons 4038917062190

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

