



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	87.7709.025
Artikelbeschreibung	Schlauchstripper, akkubetrieben, mit Auto-Stoppfunktion, inkl. Transportkoffer

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich	Gewinnung von Blut und Blutprodukten
Versorgungsspannung	240 V
Leistungsaufnahme Betrieb	20 W
Frequenz	50 Hz - 60 Hz
Akkutyp	Nickel-Metallhydrid-Akkumulator

Maße

Breite des Produktes	47 mm
Höhe des Produktes	62 mm
Länge des Produktes	225 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Reinheit & Zertifizierung

Produkt nach MPG oder IVD	kein Medizinprodukt IVD
CE-Zertifizierung	CE
Lot- oder Seriennummer	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Karton	1
Stück pro Palette	84
Tiefe des Umkartons	388 mm
Breite des Umkartons	358 mm
Höhe des Umkartons	125 mm
Volumen des Umkartons	0,0174 cbm
Gewicht des Produktes	1,896 kg
Gewicht des Umkartons	2,22 kg
EAN des Innenkartons	4038917258869
EAN des Umkartons	4038917258852

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

