



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 87.7709.031
Artikelbeschreibung Akku für Schlauchstripper AST-2

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich Gewinnung von Blut und Blutprodukten
Versorgungsspannung 7,2 V
Akkuleistung 700 mAh

Reinheit & Zertifizierung

Produkt nach MPG oder IVD kein Medizinprodukt | IVD
Lot- oder Seriennummer ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1
Stück pro Innenkarton 1
Stück pro Karton 1
Stück pro Palette 432
Tiefe des Innenkartons 41 mm
Breite des Innenkartons 41 mm
Höhe des Innenkartons 102 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Tiefe des Umkartons	188 mm
Breite des Umkartons	188 mm
Höhe des Umkartons	100 mm
Volumen des Umkartons	0,0035 cbm
Gewicht des Produktes	0,109 kg
Gewicht des Umkartons	0,26 kg
EAN des Innenkartons	4038917141178
EAN des Umkartons	4038917279697

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

