



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 87.7709.033
Artikelbeschreibung Netzteil für Schlauchstripper AST-2

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich Gewinnung von Blut und Blutprodukten
Versorgungsspannung 240 V

Reinheit & Zertifizierung

Produkt nach MPG oder IVD kein Medizinprodukt | IVD
CE-Zertifizierung CE Lieferant > kein Sarstedt CE
Lot- oder Seriennummer nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1
Stück pro Innenkarton 1
Stück pro Karton 1
Stück pro Palette 432
Tiefe des Umkartons 188 mm
Breite des Umkartons 188 mm
Höhe des Umkartons 100 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Volumen des Umkartons	0,0035 cbm
Gewicht des Produktes	0,365 kg
Gewicht des Umkartons	0,54 kg
EAN des Innenkartons	4038917141192
EAN des Umkartons	4038917067164

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

